

Cánulas de traqueostomía TRACOE

(Cánula(s) externa(s) e interna(s)) con líquido de limpieza concentrado

Las cánulas de traqueostomía son productos de uso en un solo paciente y tienen una duración de la utilización de 29 días como máximo. Para la correcta limpieza se pueden utilizar nuestros productos de limpieza, polvo (REF 932) o líquido concentrado enzimático (REF 933).

- El polvo de limpieza es un producto altamente eficaz (tiempo de exposición 10 – 15 minutos).
- El líquido de limpieza concentrado es un limpiador enzimático altamente eficaz, con efecto bacteriostático y de acción rápida (tiempo de exposición máx. 1 minuto).

En el centro de cuidados, la(s) cánula(s) externa(s) e interna(s) se limpian o sustituyen según sea necesario; sin embargo, la(s) cánula(s) interna(s) al menos una vez al día.

Solo se puede colocar cada vez una cánula junto a la otra en el cedazo, es decir, una cánula externa y la(s) cánula(s) interna(s) correspondiente(s), para evitar confusiones posteriormente en la colocación.

Se recomienda utilizar el bote de limpieza con cedazo, los instrumentos usados, así como la solución limpiadora preparada solo para la(s) **cánula(s) de un paciente.**

Dependiendo de la norma de la clínica o del

Tenga en cuenta las instrucciones de uso correspondientes.

Juego de limpieza TRACOE tube clean – REF 931

Componentes del juego:

- Líquido de limpieza concentrado
- Bote de limpieza con cedazo
- 1 escobilla limpiadora
- 50 bastoncillos limpiadores pequeños
- 50 bastoncillos limpiadores grandes

REF 931-A

REF 931-B



Todos los artículos se pueden adquirir por separado.

Más información en www.tracoe.com/products/care o en el **catálogo de productos.**

 Encontrará vídeos con consejos de cuidado y limpieza en www.tracoe.com/en/media-library



CON LÍQUIDO DE LIMPIEZA CONCENTRADO

- 1** Mezclar una cuchara dosificadora (aprox. 2,5 ml) de líquido concentrado y 500 ml de agua destilada / agua potable en el bote de limpieza. De este modo se obtiene una solución limpiadora enzimática al 0,5 %.
El tiempo de empleo útil máximo de la solución es de 24 h.



- 2** Enjuagar la cánula externa o la(s) cánula(s) interna(s) con agua destilada / agua potable y, en caso necesario, limpiar con un bastoncillo limpiador o con una escobilla limpiadora. Los bastoncillos limpiadores son materiales de un solo uso y se eliminan después del uso.

- 3** A continuación, colocar las cánulas una junto a otra en el cedazo y sumergirlas en la solución limpiadora. **El tiempo de exposición no es superior a 1 minuto.**



¡ATENCIÓN! El balón piloto no se puede sumergir en la solución limpiadora.

- 4** Extraer el cedazo del bote después del tiempo de exposición. Eliminar los posibles sedimentos restantes en las cánulas con un bastoncillo limpiador.



- 5** A continuación, enjuagar bien la(s) cánula(s) externa(s) e interna(s) con agua destilada / agua potable y secar con un paño sin pelusas.

- 6** Secar la cánula de traqueostomía y conservarla protegida de la luz y la suciedad. Para el almacenamiento, llenar un poco el balón. Se debe prestar especial atención para que no se forme ninguna cámara de humedad durante el almacenamiento.

- 7** Comprobar siempre la integridad de la cánula antes de volver a colocarla. Verificar además la estanqueidad de las cánulas con balón.

¡IMPORTANTE! No dejar nunca las cánulas durante horas o por la noche en la solución limpiadora.