

혈구 응집 억제 (HI) 시험 결과를 디지털로 빠르고  
정확하게 분석하다.

## CypherOne™ Hemagglutination Analyzer

인플루엔자 백신의 면역원성은 전통적으로 혈구 응집 억제 시험 (Hemagglutination inhibition assay/ HI)을 통하여 평가합니다. 이 시험법은 인플루엔자의 혈청학적 진단 및 사후 감시 (Surveillance) 등에도 1차적으로 권고되는 신뢰할 수 있는 시험법임에도 불구하고 결과를 판독하기 위하여 시험자의 시각적 분석에 의존한다는 점에서 시험 과정을 자동화 하기 어렵고, 시험자 간의 해석의 편차가 있을 수 있으며, 데이터의 무결성 부분에서도 이슈가 있을 수 있습니다. CypherOne은 기존의 혈구 응집 시험 (HA) 또는 혈구 응집 억제 시험 (HI)의 결과 plate의 이미지를 분석하여 역가를 결정하고 디지털 데이터로 저장하여 주는 HA/HI 시험 전용 장비입니다.

- **결과의 객관성** 사용자간/장소간 편차가 없어 언제나 객관적인 결과를 얻음
- **결과의 추적성** 고해상도 이미지 및 판독 결과를 SQL 데이터베이스에 audit trail 데이터와 함께 저장
- **기존 SOP 유지** 기존 실험 workflow 변경 없이 장비만 추가
- **빠른 결과** Plate 당 40초 이내에 결과 판독, 대량 batch도 빠르게 분석 가능
- **컴플라이언스** IQ/OQ 지원과 21 CFR Part 11을 충족하는 소프트웨어



## 손쉬운 장비도입과 사용

실험실의 기존 시험 SOP에 따라 HA 또는 HI 시험 결과 플레이트를 준비하여 CypherOne 장비에 로딩한다. CypherOne은 플레이트의 이미지를 캡처하고 자동화된 알고리즘을 사용하여 각 serial dilution의 최상의 end point titer 값을 결정한다. 분석 결과는 고해상도 이미지와 함께 표시되고 데이터베이스에 저장된다.



## Workflow

플레이트장착

스캐닝

결과분석


데이터저장

총 40초 소요

## 시각 판독과 장비 판독의 비교

	정확도	일관성	결과의 디지털화	데이터 무결성
시각 판독	●			
장비 판독	●	●	●	●

## 시각 판독과 장비 판독 결과의 비교



새로운 시스템 도입의 가장 큰 고려사항은 기존 방법과의 결과 일치도 일 것이다. 이를 평가 하기 위하여 H1/B 및 H3 항원에 대하여 2,200개의 사람 혈청을 가지고 HI 실험한 결과를, 시각 판독과 장비 판독한 후 비교하였다.

+/- 1 dilution 범위 내에서 시각 판독과 장비 판독의 일치율은 95.6% 였다. 시험자 간의 판독 결과에도 +/- 1 dilution의 편차를 보이는 점을 고려할 때 같은 범위 내에서 95.6%는 상당히 높은 일치율로 평가 된다.

[www.indevr.com](http://www.indevr.com)

제품 및 데모문의: [info@helixrus.com](mailto:info@helixrus.com)



InDevR 제품은 연구용이며 질병진단을 위한 목적으로 사용될 수 없습니다.

헬릭스아러스는 InDevR의 한국내 공식 에이전트입니다. 별도로 명시된 상표를 제외하고, 본문에 사용된 모든 상표는 InDevR 및 그 자회사의 자산입니다. Copyright © 2021 InDevR, Inc.