


3-ជំហាននៃដំណើរការនៃការលាងសំអាតដោយដៃ

អនុវត្តតាមជំហានមុនការសម្អាតទៅលើឧបករណ៍ដែលបានប្រើហើយ, ដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទៅកន្លែងកែច្នៃដែលបានកំណត់ និងបែងចែកឧបករណ៍ទាំងនោះមុនពេលចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរការសម្អាត

01

មុនពេលត្រាំឧបករណ៍

1. ដាក់ទឹកក្តៅអ៊ិនធឺណេតជាមួយសាប៊ូក្នុងអាង/ធុង (អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិត)
2. ត្រូវក្រកដីថាឧបករណ៍ទាំងអស់ត្រូវបានបើកមុខ/មិនបិទជិត
3. ត្រាំឧបករណ៍ក្នុងសារធាតុលាងសំអាតរហូតដល់សារធាតុសរីរាង្គរលាយអស់ មិនអោយលើសពី ៥នាទី
4. ដុះសំអាតឧបករណ៍នៅក្រោមផ្ទៃទឹក
5. ជំរុះកំទេចកំទីដែលអាចមើលឃើញទាំងអស់ចេញពីផ្ទៃរបស់ឧបករណ៍
6. ពិនិត្យមើលឧបករណ៍នីមួយៗដោយប្រុងប្រយ័ត្ន មុនពេលដាក់វាចូលទៅក្នុងធុងលាងសំអាត



02

ការលាងសំអាតឧបករណ៍


1. ដាក់ទឹកក្តៅអ៊ិនធឺណេតជាមួយសាប៊ូក្នុងអាង/ធុង (អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិត)
2. ប្រើសេរ៉ាំង និង/ឬប្រាសដើម្បីលាងសំអាតឧបករណ៍ដែល មានបំពង់ទាំងអស់
3. ជំរុះស្នាមប្រលាក់/ច្រេះដែលអាចមើលឃើញចេញទាំងអស់
4. ពិនិត្យមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើកន្លែងរិតបន្តិច, បន្លិះសោរ, ធ្មេញ.... ទៅលើភាពស្អាតមុនពេលដឹកជញ្ជូនទៅធុងលាងជំរុះ



03

ការលាងជំរុះឧបករណ៍

1. ដាក់ស្អាតទឹកក្នុងអាង/ធុង (ជាទឹកទន់, ទឹកបិទឬគ្មានជាតិអ៊ីយ៉ុង)
2. ប្រើប្រាស់ស្អាត (មិនមែនប្រាសដែលប្រើក្នុងដំណាក់កាលខាងលើទេ) ដើម្បីជំរុះសារធាតុសំអាតពីផ្ទៃរបស់ឧបករណ៍
3. ពិនិត្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើឧបករណ៍នីមួយៗម្តងទៀតសំរាប់ភាពស្អាតទាំងស្រុង



ក្រោយពីសំអាតបានល្អិតល្អន់ និងលាងជំរុះ, យកឧបករណ៍ចេញអោយឆ្ងាយពីកន្លែងកខ្វក់ទៅកន្លែងស្អាតសំរាប់ការសម្អាត, ត្រួតពិនិត្យ និងវេចខ្ចប់។