

## Produktinformation

### TRACOE humid assist mini – die neue HME für Kinder

Wir haben unsere *mini* Produktlinie mit einem Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher (HME) speziell für Kinder erweitert:

- Mit weißem Papier
- Einzeln steril verpackt
- Zum Aufstecken auf alle Kinderkanülen mit 15 mm Konnektor



#### Befeuchtungsleistung (VT = Tidalvolumen)

VT 30 ml                      9,7 mg/l

#### Druckabfall (cm H<sub>2</sub>O)

0,3 cm H<sub>2</sub>O

0,3 cm H<sub>2</sub>O

#### Flow

Inspiration 5 l/min.

Expiration 5 l/min.

Dieses Produkt darf bei Kindern mit einem Tidalvolumen (VT) von 7,5 - 50 ml, d.h. bis zu einem Alter von etwa 6 Jahren angewendet werden.

Der Totraum beträgt 2.4 ml (cm<sup>3</sup>).

### Bestellinformation

REF	Beschreibung
REF 643	TRACOE humid assist mini Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher mit weißem Papier. Zum Aufstecken auf alle Kinderkanülen mit 15 mm Konnektor, steril, einzeln verpackt, VE: 50 Stück



Für weitere Informationen: [www.tracoe.com](http://www.tracoe.com)

