

Die TRACOE *vario* Tracheostomiekannüle mit Sprechfunktion und verstellbarem Schild (REF 464)



Kombiniert mit einem Sprechventil als Therapiekanüle

- Durch das verstellbare Schild kann die Siebung an die optimale Stelle justiert werden.
- Besonders Patienten mit einem kleinen Trachea-Durchmesser profitieren von dieser Möglichkeit, da bei ihnen der Luftstrom der Ausatemluft entlang der Kanüle durch den geringen Abstand zur Trachealwand erschwert sein kann.
- Die optimale Platzierung der Siebung im trachealen Lumen unterstützt und erleichtert die Ausatmung über die Siebung und den natürlichen Atemweg. Die Kanüle ist damit besonders zum Weaning geeignet.
- Durch die drehbaren Schildflügel kann die Lage und die Zugrichtung des Haltebandes variiert und die Kanüle damit gesichert werden.
- Die Kanüle ist thermosensibel.
- Die Kanüle ist metallfrei und damit MRT-fähig.

Für weitere Informationen: www.tracoe.com

TRACOE vario Tracheostomiekannüle mit Sprechfunktion und verstellbarem Schild

Größe	ID	AD	TL	AB	BW	PZN
	mm	mm	mm	mm	∅°	
07	7,0	9,7	80	86	100	11857376
08	8,0	11,2	90	97	100	11857382
09	9,0	12,3	100	106	100	11857399

Hilfsmittelnr.: 12.24.04.0032

ID: Innendurchmesser (lichte Weite) am unteren Ende der Kanüle

AD: Außendurchmesser der Kanüle **TL:** Länge über den Mittelbogen

AB: Länge über den Außenbogen **BW:** Biegewinkel

Bestellnummer: REF + Größe, z.B. REF 464-07

