

# Produktinformation

## REF 101



### REF 101

TRACOE *comfort* Tracheostomiekanüle


Inklusive: ♦ Kanülenband

Hilfsmittel-Nr.: 12.24.01.1010

### Technische Daten

REF 101, REF 102, REF 102-D, REF 103, REF 103-O, REF 103-A, REF 103-A-O, REF 104, REF 104-O, REF 104-A, REF 104-A-O, REF 105, REF 105-D, REF 107, REF 108

REF 114 und REF 115 *in den Größen 07 – 11*



Größe	ID-AK mm	AD-AK ke mm	AD-AK hs mm	ID-IK mm	TL mm	AB mm	BW °
03	3,5	4,8	6,4	2,6	42	46	90°
04	4,0	5,6	7,3	3,2	50	55	90°
05	5,0	6,7	8,7	4,0	52	57	90°
06	6,0	7,6	10,0	4,8	54	60	90°
07	7,0	8,8	10,5	5,8	57	65	90°
08	8,0	10,0	11,3	6,8	61	70	90°
09	9,0	11,4	12,6	7,6	65	75	90°
10	10,0	12,4	13,7	8,7	74	85	90°
11	11,0	13,1	15,0	9,7	76	87	90°
12	12,0	14,2	16,2	10,8	78	90	90°
13	13,0	15,4	17,2	11,8	87	100	90°
14	14,0	16,6	18,2	12,6	91	105	90°

Kanülen der Größen 03, 04, 13 und 14 werden auf Bestellung produziert. Die Lieferzeit beträgt ca. 10 Arbeitstage.

**ID-AK:** Innendurchmesser (Lumen) der Außenkanüle am unteren Ende; **AD-AK ke:** Außendurchmesser der Außenkanüle am unteren Ende; **AD-AK hs:** Außendurchmesser der Außenkanüle hinter dem Schild; **ID-IK:** Innendurchmesser der Innenkanüle am unteren Ende; **TL:** Länge über den Mittelbogen vom Kanülenschild bis zum unteren Kanülenende; **AB:** Länge über den Außenbogen (größte Länge); **BW:** Biegewinkel

Die Bestellnummer besteht aus der **REF + Größe**, z. B. **REF 103-08**

