

Produktinformation

REF 106-D



REF 106-D


TRACOE *comfort* Laryngektomiekanüle

Inklusive: ♦ 2 Innenkanülen mit Sockel
♦ Kanülenband

Für Patienten nach Entfernung des Kehlkopfes.

Hilfsmittel-Nr.: 12.24.02.2052

Technische Daten



REF 106-D

Größe	ID-AK mm	AD-AK ke mm	AD-AK hs mm	ID-IK mm	TL mm	AB mm	BW °
07	7,0	8,8	10,5	5,8	47	50	130°
08	8,0	10,0	11,3	6,8	50	53	130°
09	9,0	11,4	12,6	7,6	52	57	130°
10	10,0	12,4	13,7	8,7	55	60	130°
11	11,0	13,1	15,0	9,7	58	63	130°
12	12,0	14,2	16,2	10,8	60	66	130°


ID-AK: Innendurchmesser (Lumen) der Außenkanüle am unteren Ende; **AD-AK ke:** Außendurchmesser der Außenkanüle am unteren Ende; **AD-AK hs:** Außendurchmesser der Außenkanüle hinter dem Schild; **ID-IK:** Innendurchmesser der Innenkanüle am unteren Ende; **TL:** Länge über den Mittelbogen vom Kanülenschild bis zum unteren Kanülenende; **AB:** Länge über den Außenbogen (größte Länge); **BW:** Biegewinkel

Die Bestellnummer besteht aus der **REF + Größe**, z. B. **REF 103-08**

Produktinformation

REF 106-D

Lieferumfang der TRACOE *comfort* Kanülen



Alle TRACOE *comfort* Kanülen werden mit einem breiten, längenverstellbaren Kanülenband sowie einem Produktpass mit zwei abziehbaren Produktetiketten geliefert.

HILFSMITTEL UND REINIGUNGSARTIKEL

- ◆ TRACOE *care* Paraffinöl REF 902
Hält die Innenkanüle gleitfähig, sorgt für eine optimale Passung und gute Sprechqualität.
- ◆ TRACOE *tube clean* Reinigungsset REF 930-A/-B
mit Reinigungspulver REF 932
- ◆ TRACOE *tube clean* Reinigungsset REF 931-A/-B
mit Reinigungskonzentrat REF 933

PRODUKTVARIANTEN

Produktvarianten können bei Bedarf nach Maß gefertigt werden, um auch bei komplizierten anatomischen und physiologischen Gegebenheiten beste Funktionalität und optimalen Tragekomfort zu bieten. Das entsprechende Bestellformular finden Sie auf unserer Webseite unter www.tracoe.com/downloads.