

Produktinformation

REF 105-D



REF 105-D

TRACOE *comfort* Tracheostomiekannüle


Inklusive: ◆ 2 Innenkanülen mit 15 mm-Konnektor
◆ Kanülenband

Hilfsmittel-Nr.: 12.24.04.1021

Technische Daten

REF 101, REF 102, REF 102-D, REF 103, REF 103-O, REF 103-A, REF 103-A-O, REF 104, REF 104-O, REF 104-A, REF 104-A-O, REF 105, REF 105-D, REF 107, REF 108

REF 114 und REF 115 *in den Größen 07 – 11*



Größe	ID-AK mm	AD-AK ke mm	AD-AK hs mm	ID-IK mm	TL mm	AB mm	BW °
03	3,5	4,8	6,4	2,6	42	46	90°
04	4,0	5,6	7,3	3,2	50	55	90°
05	5,0	6,7	8,7	4,0	52	57	90°
06	6,0	7,6	10,0	4,8	54	60	90°
07	7,0	8,8	10,5	5,8	57	65	90°
08	8,0	10,0	11,3	6,8	61	70	90°
09	9,0	11,4	12,6	7,6	65	75	90°
10	10,0	12,4	13,7	8,7	74	85	90°
11	11,0	13,1	15,0	9,7	76	87	90°
12	12,0	14,2	16,2	10,8	78	90	90°
13	13,0	15,4	17,2	11,8	87	100	90°
14	14,0	16,6	18,2	12,6	91	105	90°

Kanülen der Größen 03, 04, 13 und 14 werden auf Bestellung produziert. Die Lieferzeit beträgt ca. 10 Arbeitstage.

ID-AK: Innendurchmesser (Lumen) der Außenkanüle am unteren Ende; **AD-AK ke:** Außendurchmesser der Außenkanüle am unteren Ende; **AD-AK hs:** Außendurchmesser der Außenkanüle hinter dem Schild; **ID-IK:** Innendurchmesser der Innenkanüle am unteren Ende; **TL:** Länge über den Mittelbogen vom Kanülenschild bis zum unteren Kanülenende; **AB:** Länge über den Außenbogen (größte Länge); **BW:** Biegewinkel

Die Bestellnummer besteht aus der **REF + Größe**, z. B. **REF 103-08**

Produktinformation

REF 105-D

Lieferumfang der TRACOE *comfort* Kanülen



Alle TRACOE *comfort* Kanülen werden mit einem breiten, längenverstellbaren Kanülenband sowie einem Produktpass mit zwei abziehbaren Produktetiketten geliefert.

FEUCHTIGKEITS- UND WÄRMEAUSTAUSCHER

- ◆ TRACOE humid assist I REF 640-CT
mit Schaumstofffilter zum Aufstecken auf alle Tracheostomiekannülen mit 15 mm-Konnektor
- ◆ TRACOE humid assist III REF 641
mit Papierfilter, optionalem um 360° drehbarem Sauerstoffanschluss, zum Aufstecken auf alle Tracheostomiekannülen mit 15 mm-Konnektor
- ◆ TRACOE humid assist VI REF 642
mit Schaumstofffilter, integriertem Sauerstoffanschluss und Überdruckventil zum Abhusten größerer Sekretmengen, zum Aufstecken auf alle Tracheostomiekannülen mit 15 mm-Konnektor

HILFSMITTEL UND REINIGUNGSARTIKEL

- ◆ TRACOE *care* Paraffinöl REF 902
Hält die Innenkanüle gleitfähig, sorgt für eine optimale Passung und gute Sprechqualität.
- ◆ TRACOE tube clean Reinigungsset REF 930-A/-B
mit Reinigungspulver REF 932
- ◆ TRACOE tube clean Reinigungsset REF 931-A/-B
mit Reinigungskonzentrat REF 933

PRODUKTVARIANTEN

Produktvarianten können bei Bedarf nach Maß gefertigt werden, um auch bei komplizierten anatomischen und physiologischen Gegebenheiten beste Funktionalität und optimalen Tragekomfort zu bieten. Das entsprechende Bestellformular finden Sie auf unserer Webseite unter www.tracoe.com/downloads.