

Produktinformation

REF 107



REF 107



TRACOE *comfort* Tracheostomiekanüle mit Sprechfunktion


Inklusive: ♦ Innenkanüle, gefenstert mit 22mm-Aufnahme
♦ Innenkanüle mit 15mm-Konnektor
♦ Kanülenband

Hilfsmittel-Nr.: 12.24.02.2070

Technische Daten

REF 101, REF 102, REF 102-D, REF 103, REF 103-O, REF 103-A,
REF 103-A-O, REF 104, REF 104-O, REF 104-A, REF 104-A-O,
REF 105, REF 105-D, REF 107, REF 108

REF 114 und REF 115 *in den Größen 07 – 11*



| Größe | ID-AK | AD-AK ke | AD-AK hs | ID-IK | TL | AB | BW |
|-------|-------|----------|----------|-------|----|-----|-----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° |
| 03 | 3,5 | 4,8 | 6,4 | 2,6 | 42 | 46 | 90° |
| 04 | 4,0 | 5,6 | 7,3 | 3,2 | 50 | 55 | 90° |
| 05 | 5,0 | 6,7 | 8,7 | 4,0 | 52 | 57 | 90° |
| 06 | 6,0 | 7,6 | 10,0 | 4,8 | 54 | 60 | 90° |
| 07 | 7,0 | 8,8 | 10,5 | 5,8 | 57 | 65 | 90° |
| 08 | 8,0 | 10,0 | 11,3 | 6,8 | 61 | 70 | 90° |
| 09 | 9,0 | 11,4 | 12,6 | 7,6 | 65 | 75 | 90° |
| 10 | 10,0 | 12,4 | 13,7 | 8,7 | 74 | 85 | 90° |
| 11 | 11,0 | 13,1 | 15,0 | 9,7 | 76 | 87 | 90° |
| 12 | 12,0 | 14,2 | 16,2 | 10,8 | 78 | 90 | 90° |
| 13 | 13,0 | 15,4 | 17,2 | 11,8 | 87 | 100 | 90° |
| 14 | 14,0 | 16,6 | 18,2 | 12,6 | 91 | 105 | 90° |

Kanülen der Größen 03, 04, 13 und 14 werden auf Bestellung produziert. Die Lieferzeit beträgt ca. 10 Arbeitstage.


ID-AK: Innendurchmesser (Lumen) der Außenkanüle am unteren Ende; **AD-AK ke:** Außendurchmesser der Außenkanüle am unteren Ende; **AD-AK hs:** Außendurchmesser der Außenkanüle hinter dem Schild; **ID-IK:** Innendurchmesser der Innenkanüle am unteren Ende; **TL:** Länge über den Mittelbogen vom Kanülenschild bis zum unteren Kanülenende; **AB:** Länge über den Außenbogen (größte Länge); **BW:** Biegewinkel

Die Bestellnummer besteht aus der **REF + Größe**, z. B. **REF 103-08**

Produktinformation

REF 107

Lieferumfang der TRACOE *comfort* Kanülen



Alle TRACOE *comfort* Kanülen werden mit einem breiten, längenverstellbaren Kanülenband sowie einem Produktpass mit zwei abziehbaren Produktetiketten geliefert.

SPRECHVENTILE UND VERSCHLUSSTOPFEN

- ◆ TRACOE phon assist I 650-S, 650-SO
Sprechventil mit stufenlos verstellbarer Seitenzuluft und flacher Basis für 22 mm-Aufnahme
- ◆ TRACOE phon assist II REF 655-S
Fingerfreies Sprechventil stufenlos verstellbar mit flacher Basis für 22 mm-Aufnahme
- ◆ TRACOE *modular* REF 621
Verschlussstopfen

FEUCHTIGKEITS- UND WÄRMEAUSTAUSCHER

- ◆ TRACOE humid assist I REF 640-CT
mit Schaumstofffilter zum Aufstecken auf alle Tracheostomiekannülen mit 15 mm-Konnektor
- ◆ TRACOE humid assist I REF 640-S
mit Schaumstofffilter und flacher Basis für 22 mm-Aufnahme
- ◆ TRACOE humid assist III REF 641
mit Papierfilter, optionalem um 360° drehbarem Sauerstoffanschluss, zum Aufstecken auf alle Tracheostomiekannülen mit 15 mm-Konnektor
- ◆ TRACOE humid assist VI REF 642
mit Schaumstofffilter, integriertem Sauerstoffanschluss und Überdruckventil zum Abhusten größerer Sekretmengen, zum Aufstecken auf alle Tracheostomiekannülen mit 15 mm-Konnektor

HILFSMITTEL UND REINIGUNGSARTIKEL

- ◆ TRACOE *care* Paraffinöl REF 902
Hält die Innenkanüle gleitfähig, sorgt für eine optimale Passung und gute Sprechqualität.
- ◆ TRACOE tube clean Reinigungsset REF 930-A/-B
mit Reinigungspulver REF 932
- ◆ TRACOE tube clean Reinigungsset REF 931-A/-B
mit Reinigungskonzentrat REF 933

PRODUKTVARIANTEN

Produktvarianten können bei Bedarf nach Maß gefertigt werden, um auch bei komplizierten anatomischen und physiologischen Gegebenheiten beste Funktionalität und optimalen Tragekomfort zu bieten. Das entsprechende Bestellformular finden Sie auf unserer Webseite unter www.tracoe.com/downloads.