


Produktinformation

REF 361



REF 361



TRACOE silcosoft® PL Tracheostomiekanüle
für Neugeborene und Kleinkinder, proximal-länger,
aus Silikon


- Inklusive:
- ◆ Obturator
 - ◆ Kanülenband
 - ◆ Trennhilfe
 - ◆ steril verpackt

Der „Silikonvorteil“

Die Materialeigenschaften von Silikon sind besonders für kleine Patienten vorteilhaft: biologisch verträglich, Latex- und DEHP-frei sowie leicht einführbar. Es zeigt sich weniger anfällig für Verkrustungen und ist leicht zu reinigen. Die silcosoft Kanülen sind bis zu 7 mal wiederaufbereitbar.

Technische Daten

REF 360, REF 361, REF 362, REF 363



Größe	ID	AD	A	C	TL	AB	BW	PL
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	mm
2.5	2,5	4,4	3,2	26,8	30	32	120	15
3.0	3,0	4,9	4,0	28,0	32	34	120	17
3.5	3,5	5,4	5,0	29,0	34	37	120	20
4.0	4,0	6,0	7,0	29,0	36	39	120	22

ID: Innendurchmesser (Lumen) der Innenkanüle am unteren Ende; **AD:** Außendurchmesser der Außenkanüle; **A:** Länge; **C:** Länge; **B:** Länge; **TL:** Länge in der Mittellinie vom Schildansatz bis zum unteren Kanülenende; **AB:** Länge am Außenbogen vom Schildansatz bis zum unteren Kanülenende **BW:** Biegewinkel; **PL:** proximal-länger

Die Bestellnummer besteht aus der **REF + Größe**, z. B. **REF 370-2.5**

Produktinformation

REF 361

Lieferumfang der TRACOE *kids* Kanülen



Alle TRACOE silcosoft Kanülen werden mit einer Trennhilfe geliefert.



Alle TRACOE *kids* Kanülen werden mit einem Obturator, einem breiten, weichen und längenverstellbaren Kanülenband (REF 903-G) sowie einem Produktpass mit zwei abziehbaren Produktetiketten geliefert.

SPEZIELLES ZUBEHÖR FÜR TRACOE *kids*

- ◆ TRACOE humid assist mini REF 643
- ◆ TRACOE Kanülenband und Kompressen finden Sie im Zubehör-Programm TRACOE *care*