

Produktinformation

REF 356

REF 356

TRACOE *kids* Verlängerungsteil

Inklusive: ♦ Trennhilfe
♦ steril verpackt

Beugt dem Verlegen der Kanülenöffnung vor. Der Totraum wird um ca. 3,5 – 4 ml (cm³) erhöht, was in etwa dem normalen Totraum von 2 – 3 jährigen Kindern entspricht. Für alle TRACOE *kids* Kanülen bis zu einem Innendurchmesser von 6 mm. Bei Verwendung mit proximal verlängerten Kinderkanülen den vergrößerten Totraum beachten.

Hilfsmittel-Nr.: 14.99.99.1039

