

# Produktinformation

## REF 643



REF 643



### **TRACOE humid assist kids**

#### **Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher**

mit Papierfilter zum Aufstecken auf alle Neugeborenen- und Kinderkanülen mit 15 mm-Konnektor, darf bei Kindern mit einem Tidalvolumen zwischen 7 – 50ml angewandt werden

Verpackungseinheit:     ◆ 50 Stück  
                                   ◆ einzeln steril verpackt

**Hilfsmittel-Nr.: 12.24.07.6048**

## **Modulares System**

TRACOE Sprechventile sowie Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher können je nach Bedarf und Indikation auf verschiedene Träger mit 15 mm-Konnektoren oder 22 mm-Aufnahmen aufgesteckt werden. Dieses modulare System für Tracheostomiekannülen, TRACOE *larynx* stoma buttons, Kurzkanülen und Haltepflaster ermöglicht individuelle, patientengerechte Lösungen.