

# Produktinformation

## REF 932



### REF 932

#### TRACOE tube clean Reinigungspulver

Inhalt: ◆ 400g

Reinigungspulver zum Reinigen und Pflegen von Tracheostomiekanülen, stoma und grid buttons sowie den entsprechenden Ersatzteilen und dem Zubehör.

Reicht für ca. 80 Anwendungen, ca. 5g / 500ml Wasser.

**Hilfsmittel-Nr.: 12.99.99.1000**

- ◆ Ausführliche Tipps und Hinweise zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von Tracheostomiekanülen finden Sie in den Gebrauchsanweisungen.
- ◆ Erfahren Sie mehr zu unseren Reinigungsartikeln in unseren Produktvideos.