

Produktinformation

REF 938



REF 938

TRACOE tube clean Reinigungsbürsten mit Mikrofaserkopf

Verpackungseinheit: ◆ 10 Stück

Bestell- nummer	Borsten- durchmesser mm	für Kanülen mit ID mm	Gesamtlänge ca. mm
938-A	7	5/6	210
938-B	9	7/8	210
938-C	11	9/10	210

Gebogene Bürsten mit extra weichen Nylonborsten zum Entfernen von Verkrustungen. Zur Vermeidung von Kratzern sind die Bürsten mit einem Mikrofaserkopf versehen.

Hilfsmittel-Nr.: 12.99.99.1013

- ◆ Ausführliche Tipps und Hinweise zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von Tracheostomiekannülen finden Sie in den Gebrauchsanweisungen.
- ◆ Erfahren Sie mehr zu unseren Reinigungsartikeln in unseren Produktvideos.