

# Produktinformation

## REF 905



### REF 905

**TRACOE care Trachealkompressen**  
aluminisiert, mit gezacktem Schlitz

Maße: ♦ ca. 9 x 9,8 cm

Verpackungseinheit: ♦ 10 Stück

Trachealkompressen, aluminisiert, verhindern ein Verkleben der Komresse mit der Wunde bzw. mit der Haut. Zur Sekretaufnahme zwischen Stoma und Kanüle.

**Hilfsmittel-Nr.: 12.99.99.1001**

Der gezackte Schlitz sorgt für besseren Halt der Komresse auf dem Kanülenrohr. Dennoch kann die Komresse sehr einfach, auch bei liegender Kanüle, entfernt und gegen eine neue ausgetauscht werden