

# Produktinformation REF 919-A,-B,-C



## TRACOE care Schutzlätzchen weiß

**REF 919-A** 3-lagig

**REF 919-B** 6-lagig

**REF 919-C** 12-lagig

Die Schutzlätzchen filtern und erwärmen die Atemluft und schützen die Kleidung vor eventuell austretendem Sekret. Aus Polyester, mit stufenlos verstellbarem Klettband.

Das Produkt ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich

### WASCHANLEITUNG

für TRACOE Schutzlätzchen, TRACOE Schutztücher und TRACOE Schutzrollis

- ◆ Handwäsche bei 30°C mit neutraler Seife
- ◆ nicht chemisch reinigen
- ◆ nicht bleichen
- ◆ nicht bügeln