

Produktinformation

REF 650-TO



REF 650-TO



TRACOE phon assist I Sprechventil

mit Sauerstoffanschluss und stufenlos verstellbarer Seitenzuluft, für gefensterste Kanülen mit 15 mm-Konnektor

Verpackungseinheit:

- ◆ 1 Stück,
- ◆ 5 Stück, unter der REF 650-TO-5

Inklusive:

- ◆ einzeln steril verpackt
- ◆ Adapter für Sauerstoff-Zufuhr

Hilfsmittel-Nr.: 12.99.99.0005

Achtung: Nicht für laryngektomierte Patienten geeignet!

Modulares System

TRACOE Sprechventile sowie Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher können je nach Bedarf und Indikation auf verschiedene Träger mit 15 mm-Konnektoren oder 22 mm-Aufnahmen aufgesteckt werden. Dieses modulare System für Tracheostomiekannülen, TRACOE *larynx* stoma buttons, Kurzkanülen und Haltepflaster ermöglicht individuelle, patientengerechte Lösungen.

ACHTUNG

Alle Kanülen mit Cuff müssen vor dem Aufsetzen eines Sprechventils entblockt werden!