

# Produktinformation

## REF 650-TO-C



REF 650-TO-C



### TRACOE phon assist I Sprechventil

in Signalfarbe, mit Sauerstoffanschluss und stufenlos verstellbarer Seitenzuluft, für gefensterete Kanülen mit 15 mm-Konnektor

Verpackungseinheit: ♦ 1 Stück

♦ 5 Stück, unter der REF 650-TO-C-5

♦ einzeln steril verpackt

Inklusive: ♦ Adapter für Sauerstoff-Zufuhr

Hilfsmittel-Nr.: 12.99.99.0005

**Achtung: Nicht für laryngektomierte Patienten geeignet!**

## Modulares System

TRACOE Sprechventile sowie Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher können je nach Bedarf und Indikation auf verschiedene Träger mit 15 mm-Konnektoren oder 22 mm-Aufnahmen aufgesteckt werden. Dieses modulare System für Tracheostomiekannülen, TRACOE *larynx* stoma buttons, Kurzkanülen und Haltepflaster ermöglicht individuelle, patientengerechte Lösungen.

## ACHTUNG

Alle Kanülen mit Cuff müssen vor dem Aufsetzen eines Sprechventils entblockt werden!