

# Produktinformation

## REF 650-S



REF 650-S



### TRACOE phon assist I Sprechventil

mit stufenlos verstellbarer Seitenzuluft und flacher Basis für gefensterte Silikonkurzkanülen, Tracheostomiekannülen, stoma & grid buttons und Haltepflaster mit 22 mm-Aufnahme

Verpackungseinheit:     ◆ 1 Stück  
                                   ◆ steril verpackt

Hilfsmittel-Nr.: 12.99.99.0005

**Achtung: Nicht für laryngektomierte Patienten geeignet!**

## Modulares System

TRACOE Sprechventile sowie Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher können je nach Bedarf und Indikation auf verschiedene Träger mit 15 mm-Konnektoren oder 22 mm-Aufnahmen aufgesteckt werden. Dieses modulare System für Tracheostomiekannülen, TRACOE *larynx* stoma buttons, Kurzkanülen und Haltepflaster ermöglicht individuelle, patientengerechte Lösungen.

## ACHTUNG

Alle Kanülen mit Cuff müssen vor dem Aufsetzen eines Sprechventils entblockt werden!