

Produktinformation

REF 640-CT



REF 640-CT

TRACOE humid assist I
Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher
mit Schaumstofffilter zum Aufstecken auf alle
Tracheostomiekanülen mit 15 mm-Konnektor

Verpackungseinheit: ◆ 50 Stück
 ◆ einzeln steril verpackt

Hilfsmittel-Nr.: 12.24.07.6053

Modulares System

TRACOE Sprechventile sowie Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher können je nach Bedarf und Indikation auf verschiedene Träger mit 15 mm-Konnektoren oder 22 mm-Aufnahmen aufgesteckt werden. Dieses modulare System für Tracheostomiekanülen, TRACOE *larynx* stoma buttons, Kurzkanülen und Haltepflaster ermöglicht individuelle, patientengerechte Lösungen.

ACHTUNG

Alle Kanülen mit Cuff müssen vor dem Aufsetzen eines Sprechventils entblockt werden!