

Produktinformation

REF 645



REF 645

TRACOE humid assist II **Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher**

mit Schaumstofffilter nur zum Aufstecken auf die TRACOE phon assist II fingerfreien Sprechventile REF 655-T und REF 655-S

Verpackungseinheit: ◆ 50 Stück
 ◆ einzeln steril verpackt

Hilfsmittel-Nr.: 12.24.07.6050

Modulares System

TRACOE Sprechventile sowie Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher können je nach Bedarf und Indikation auf verschiedene Träger mit 15 mm-Konnektoren oder 22 mm-Aufnahmen aufgesteckt werden. Dieses modulare System für Tracheostomiekanülen, TRACOE *larynx* stoma buttons, Kurzkanülen und Haltepflaster ermöglicht individuelle, patientengerechte Lösungen.

ACHTUNG

Alle Kanülen mit Cuff müssen vor dem Aufsetzen eines Sprechventils entblockt werden!