

# Produktinformation

## REF 655-T



REF 655-T



**TRACOE phon assist II Fingerfreies Sprechventil** stufenlos verstellbar für gefensterte Kanülen mit 15 mm-Konnektor

- Verpackungseinheit: ♦ 1 Stück  
Inklusive: ♦ 5 Stück TRACOE humid assist II (REF 645)  
♦ einzeln steril verpackt

**Hilfsmittel-Nr.: 12.99.99.0005**

**Achtung: Nach Laryngektomie nur mit Stimmprothese verwenden!**

### Modulares System

TRACOE Sprechventile sowie Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher können je nach Bedarf und Indikation auf verschiedene Träger mit 15 mm-Konnektoren oder 22 mm-Aufnahmen aufgesteckt werden. Dieses modulare System für Tracheostomiekannülen, TRACOE *larynx* stoma buttons, Kurzkanülen und Haltepflaster ermöglicht individuelle, patientengerechte Lösungen.

### ACHTUNG

Alle Kanülen mit Cuff müssen vor dem Aufsetzen eines Sprechventils entblockt werden!