

Produktinformation

REF 516



REF 516

TRACOE modular Verschlusskappe
für gefensterete Kanülen mit 15 mm-Konnektor

Verpackungseinheit: ◆ 5 Stück
 ◆ einzeln steril verpackt

Hilfsmittel-Nr.: 12.99.99.0006

Achtung: Nicht für laryngektomierte Patienten geeignet!

Modulares System

TRACOE Sprechventile sowie Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher können je nach Bedarf und Indikation auf verschiedene Träger mit 15 mm-Konnektoren oder 22 mm-Aufnahmen aufgesteckt werden. Dieses modulare System für Tracheostomiekanülen, TRACOE *larynx* stoma buttons, Kurzkanülen und Haltepflaster ermöglicht individuelle, patientengerechte Lösungen.