

Produktinformation

REF 607-45 und 607-70



TRACOE button plus

Dekanülierungsbutton aus Silikon

REF 607-45

- Länge: ◆ 45 mm
- ID: ◆ 8 mm
- AD: ◆ 11 mm
- Inklusive: ◆ Kanülenband
- ◆ steril verpackt


REF 607-70

- Länge: ◆ 70 mm
- ID: ◆ 8 mm
- AD: ◆ 11 mm
- Inklusive: ◆ Kanülenband
- ◆ steril verpackt

Zur Therapie von tracheotomierten Patienten nach Beatmung – sicherer Atemweg nach Dekanülierung. Sehr gute tracheale Abdichtung und dislokationssicher. Schnelles Abhusten von Reizsekret möglich. Variable Schildposition ermöglicht optimale Anpassung an Halsgröße.

Hilfsmittel-Nr.: 12.24.01.2014

Lieferumfang der TRACOE larynx Produkte



Alle TRACOE larynx Silikonkurzkanülen, grid buttons und button plus Produkte werden mit einem breiten, längenverstellbaren Kanülenband sowie einem Produktpass mit zwei abziehbaren Produktetiketten geliefert.

Achtung, nicht geeignet für:

- ◆ laryngektomierte Patienten
- ◆ für Patienten, die noch nicht atemstabil sind
- ◆ für Patienten, die überwiegend über das Stoma atmen

TRACOE button plus gibt es in den Längen 45 mm mit der Bestellnummer REF 607-45 und 70 mm mit der Bestellnummer REF 607-70.