


Produktinformation

REF 621



REF 621

TRACOE modular Verschlussstopfen

zum vorübergehenden Verschluss von stoma & grid buttons sowie gefensterter Silikonkurzkanülen bei freien oberen Atemwegen und ungehinderter Atmung

Verpackungseinheit: ◆ 5 Stück
 ◆ steril verpackt

Hilfsmittel-Nr.: 12.99.99.0006

Achtung: Nicht für laryngektomierte Patienten geeignet!

Modulares System

TRACOE Sprechventile sowie Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher können je nach Bedarf und Indikation auf verschiedene Träger mit 15 mm-Konnektoren oder 22 mm-Aufnahmen aufgesteckt werden. Dieses modulare System für Tracheostomiekannülen, TRACOE *larynx* stoma buttons, Kurzkanülen und Haltepflaster ermöglicht individuelle, patientengerechte Lösungen.