

Produktinformation

REF 506



REF 506



TRACOE *twist* Ersatz-Innenkanülen gefenstert mit 15 mm-Konnektor

- Verpackungseinheit:
- ◆ 3 Stück (*in den Größen 04 – 10*)
 - ◆ 10 Stück unter der **REF 506-X**
(*in den Größen 04 – 10*)
 - ◆ einzeln steril verpackt

Hilfsmittel-Nr.: 12.24.06.2021

Die Innenkanülen sind Ersatzteile für die *twist* Kanülen REF 302, REF 302-P, REF 304, REF 888-306 und REF 888-306-P.

Alle gefensterten Innenkanülen haben einen hellblauen 15 mm-Konnektor, einen hellblauen Rändelverschluss oder ein hellblaues integriertes Sprechventil.

Zubehör

- ◆ Sprechventile, künstliche Nasen und Verschlussklappen.