


TRACOE purofoam

Die weiche TRACOE purofoam Trachealkompressen sind zur Wundversorgung eines frischen bzw. empfindlichem Tracheostomas ebenso wie für die Abdeckung abgeheilten, jedoch nässender Tracheostomata geeignet. Die Kompressen entsprechen den modernen Prinzipien der feuchten Wundbehandlung.


Zur Weitergabe an den Anwender



- Eine netzartige Beschichtung stabilisiert die purofoam Kompressen. Sie vermindert somit die Verformung bei starker Sekretion nach der Feuchtigkeitsaufnahme. Damit wird der Tragekomfort für den Patienten und die Handhabung für das Pflegepersonal verbessert.
- Die Schutzfolie auf der absorbierenden Haut-/Stoma-Seite muss vor dem Anbringen der Komresse entfernt werden.



REF 958 (groß)



REF 959 (klein)

„Ihre Purofoamkomresse trägt sich wunderbar! Nach langer Tragedauer war es zwar vollgesogen, jedoch behielt es seine Form und hielt auch die Haut gut trocken. Durch die enorme Saugleistung des Materials und dem zusätzlichen Gitter konnte die Haut auch nach einer Mini-Verletzung wunderbar und schnell heilen.“

Angela J. aus Berlin

Bestellinformationen

| Bestellnummer | Größe | PZN | Hilfsmittel-Nr. | Verpackungseinheit |
|---------------|--------------------|----------|-----------------|----------------------------------|
| REF 958 | 9 x 10 x 0,5 cm | 02291697 | 12.99.99.1001 | 10 Stk., einzeln steril verpackt |
| REF 959 | 6,5 x 6,5 x 0,5 cm | 02291740 | 12.99.99.1001 | 10 Stk., einzeln steril verpackt |

