

TRACOE humid assist kids

Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher (HME) für Kinder

Zum Filtern, Anfeuchten und Erwärmen der eingeatmeten Luft („künstliche Nase“).

- Mit weißem Papier
- Einzeln steril verpackt
- Zum Aufstecken auf alle Kinderkanülen mit 15 mm Konnektor



Befeuchtungsleistung (VT = Tidalvolumen)	Druckabfall (cm H ₂ O)	Flow
VT 30 ml	0,3 cm H ₂ O	Inspiration 5 l/min.
	0,3 cm H ₂ O	Expiration 5 l/min.

Dieses Produkt darf bei Kindern mit einem Tidalvolumen (VT) von 7,5 - 50 ml, d.h. bis zu einer Kanülengröße von 6.5 (Innendurchmesser 6.5 mm) angewendet werden.

Der Totraum beträgt 2.4 ml (cm³).

Bestellinformation

Bestellnummer	Beschreibung	Verpackungseinheit
REF 643	TRACOE humid assist kids Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher mit weißem Papier. Zum Aufstecken auf alle Kinderkanülen mit 15 mm Konnektor, steril (EO), einzeln verpackt.	50 Stück

