


# Produktinformation

## REF 517



### REF 517

**TRACOE *percutan* Seldingerdraht**  
aus knickstabilem Nitinol, mit Führungskatheter

◆ steril verpackt

Für alle TRACOE *twist* Kanülen mit minimal-traumatischer Einführhilfe.

Die Seldinger Technik unter Verwendung des Führungsdrahts erleichtert beispielsweise eine Kanülenplatzierung mit minimal-traumatischer Einführhilfe, einen schwierigen Kanülenwechsel mit Hilfe eines perforierten Obturators oder eine Rekanülierung, um einen sicheren Weg in die Trachea zu gewährleisten.