


Produktinformation

REF 518



REF 518

TRACOE *percutan* Seldingerdraht
aus knickstabilem Nitinol

Verpackungseinheit: ◆ 5 Stück
◆ einzeln steril verpackt

Die Seldinger Technik unter Verwendung des Führungsdrahts erleichtert beispielsweise eine Kanülenplatzierung mit minimal-traumatischem Einführsystem, einen schwierigen Kanülenwechsel mit Hilfe eines perforierten Obturators oder eine Rekanülierung, um einen sicheren Weg in die Trachea zu gewährleisten.