

# Produktinformation

## REF 322



REF 322

**TRACOE experc Set *twist* extract**  
inklusive **REF 306-P**

mit Niederdruckcuff, subglottischer Absaugvorrichtung  
und minimal-traumatischer Einführhilfe

An der Spitze der *twist*-Einführhilfe befindet sich ein umklappbarer Silikonschirm, der den Kalibersprung zwischen Einführhilfe und Kanülenende ausgleicht. Die minimal-traumatische Einführhilfe zeichnet sich durch eine auf die jeweilige Kanüle abgestimmte Passung und einen Anschlag am proximalen Ende aus, was ein Verrutschen der Kanüle minimiert. Nach der Platzierung der Kanüle in der Luftröhre wird die Einführhilfe aus der Kanüle herausgezogen. Dabei klappt der Silikonschirm um, wodurch die Einführhilfe entfernt werden kann.

### Die Vorteile

Die Dilatation erfolgt nach der einstufigen Ciaglia-Technik. Die minimal-traumatische Einführhilfe gleicht den Kalibersprung zwischen Kanülenende und Einführhilfe aus. Durch den Anschlag wird eine zu weite Einführung der Einführhilfe in die Kanüle verhindert, was ebenfalls das Verletzungsrisiko reduziert. Die separat lieferbaren P-Kanülen können auch für die Rekanülierung und/oder den Kanülenwechsel, ggf. in Kombination mit dem Seldingerdraht, verwendet werden.

### experc Sets *twist*

Die TRACOE *twist* P-Kanülen REF 301-P, REF 302-P, REF 306-P und REF 888-306-P sowie das TRACOE experc Dilatations-Set REF 520 sind auch separat lieferbar.

Details zu Kanüle finden Sie in den zugehörigen Produktinformationen.

### Zubehör

#### Ersatz-Innenkanülen

- ◆ TRACOE *twist* Innenkanüle REF 501, ungefenstert, VE 3 Stück, einzeln steril verpackt
- ◆ TRACOE *twist* Innenkanüle REF 501-X Großpackung, ungefenstert, VE 10 Stück, einzeln steril verpackt
- ◆ TRACOE *twist* Innenkanüle REF 501-XXX Großpackung, ungefenstert, VE 30 Stück, einzeln steril verpackt

#### Feuchtigkeits- und Wärmetauscher

- ◆ TRACOE humid assist I REF 640-CT
- ◆ TRACOE humid assist III REF 641
- ◆ TRACOE humid assist VI REF 642

#### Für das Cuffdruckmanagement

- ◆ TRACOE smart Cuffmanager REF 730-5
- ◆ TRACOE cuff pressure monitor (cpm) REF 720
- ◆ TRACOE cuff pressure monitor sensitive (cpms) REF 721