

# Produktinformation

## REF 903-G



**REF 903-G**



### TRACOE care Kanülenband

weiß, gepolstert, zweiteilig, längenverstellbar, mit Klettverschluss, für Neugeborene, Kleinkinder und Kinder

Verpackungseinheit: ♦ 1 Stück  
 Größe: ♦ max. Länge ca. 29cm  
 ♦ Breite ca. 2,6cm

**Hilfsmittelnummer: 12.99.99.1008**

Kanülenbänder zur Befestigung von Tracheostomiekanülen, Silikonkurzkanülen und TRACOE grid buttons (REF 601, REF 602 und REF 603 - TRACOE *larynx*).

### TRACOE care Kanülenbänder

Bestellnummer	max. Länge (ca.) cm	Breite (ca.) cm	Verpackungseinheit
REF 903-B	45	3,0	1 Stück
REF 903-B-P	45	3,0	10 Stück
REF 903-D	49	2,5	1 Stück
REF 903-E	42	3,5	1 Stück
REF 903-E-P	42	3,5	10 Stück
REF 903-F	43	2,6	1 Stück
REF 903-F-P	43	2,6	10 Stück
REF 903-G	29	2,6	1 Stück