

# Produktinformation

## REF 934



### REF 934

#### TRACOE tube clean Reinigungsdose mit Siebeinsatz

Fassungsvermögen: ◆ 1000 ml

Zum Ansetzen der Lösung und zum Reinigen von Tracheostomiekanülen, stoma und grid buttons sowie den entsprechenden Ersatzteilen und dem Zubehör.

**Hilfsmittel-Nr.: 12.99.99.1000**

- ◆ Ausführliche Tipps und Hinweise zur Reinigung und Pflege von Tracheostomiekanülen finden Sie in den Gebrauchsanweisungen.