

Produktinformation

REF 905



REF 905

TRACOE care Trachealkompressen
aluminisiert, mit gezacktem Schlitz

Maße: ◆ ca. 9 x 9,8 cm
Verpackungseinheit: ◆ 10 Stück

Die Beschichtung der Trachealkompressen vermindert ein Verkleben der Kompresse mit der Haut. Zur Polsterung zwischen Stoma und Kanüle, ermöglichen Sekretaufnahme.

Hilfsmittel-Nr.: 12.99.99.1001

Durch den gezackten Schlitz kann die Kompresse, auch bei liegender Kanüle, entfernt und gegen eine neue ausgetauscht werden.