

# Produktinformation REF 907-A und 907-B



## TRACOE care Trachealkompressen zweilagig

**REF 907-A** ungeschlitzt

**REF 907-B** mit gezacktem Schlitz

Maße: ◆ ca. 9 x 9,8 cm

Verpackungseinheit: ◆ 10 Stück

Zweilagige Trachealkompressen zur Polsterung zwischen Stoma und Kanüle, ermöglichen eine größere Sekretaufnahme.

**Hilfsmittel-Nr.: 12.99.99.1001**

Durch den gezackten Schlitz kann die Komresse (REF 907-B), auch bei liegender Kanüle, entfernt und gegen eine neue ausgetauscht werden.