

Produktinformation REF 910-A und 910-B



TRACOE care Trachealkompressen

REF 910-A ungeschlitzt

REF 910-B mit gezacktem Schlitz

Maße: ◆ ca. 9 x 9,8cm

Verpackungseinheit: ◆ 10 Stück

Trachealkompressen zur Polsterung zwischen Stoma und Kanüle, ermöglichen Sekretaufnahme.

Hilfsmittel-Nr.: 12.99.99.1001

Durch den gezackten Schlitz kann die Komresse (REF 910-B), auch bei liegender Kanüle, entfernt und gegen eine neue ausgetauscht werden.