

Produktinformation REF 921-A,-B,-C,-D und -E



TRACOE care Schutztuch

in verschiedenen Farben: graues Karo, beiges Karo, dunkelgrün, dunkelblau, weinrot

REF 921-A



REF 921-D



REF 921-B



REF 921-E



REF 921-C



Aus 100% Viskose mit eingearbeiteter Schutzschicht aus Polyester. Das TRACOE care Schutztuch wird wie ein Halstuch getragen und hat einen stufenlos verstellbaren Verschluss mit Klettband.

Hilfsmittel-Nr.: 12.99.06.3002

WASCHANLEITUNG

für TRACOE Schutzlätzchen, TRACOE Schutztücher und TRACOE Schutzrollis

- ◆ Handwäsche bei 30°C mit neutraler Seife
- ◆ nicht chemisch reinigen
- ◆ nicht bleichen
- ◆ nicht bügeln