




En komplett serie av produkter for trykkavlastning og hudbeskyttelse

Teknologi

Alle DermaSaver produkter består av flere lag av MicroSpring Tekstil. Den revolusjonerende MicroSpring Tekstilen bruker ti tusenvis av mikro tråder pr. kvadratmeter som fungerer som en trykkavlastende fjæring. Fungerer som et ekstra lag med hud og subkutan fett hvor overflaten har et fin vev som reduserer trykk og friksjon. Rikelig rom for ventilasjon mellom mikrofilamentene og tekstillagene sørger for luft og fukt gjennomstrømning. Alle lag i DermaSaver er beskyttet med et mikrobielt skjold som motvirker oppvekst av bakterier. AEGIS Microbe Shield.



DermaSaver

- Overflate som reduserer friksjon og trykk
- Gir samme beskyttelse som frisk hud
- Antimikrobiell beskyttelse (AEGIS Microbe Shield)
- Holder bandasjen på plass
- Tillater luft og fuktgjennomstrømning
- Latex fri - 94% Polyester, 6% Spandex
- Kan brukes sammen med hudkremer og salver
- Kan vaskes på høye temperaturer - 95 °C

Produktinformasjon Knuckle Protector



Størrelser for Knuckle Protector

Art.nr.	Størrelse
DER 280	Small - Medium
DER 281	Large - X-Large

Produktinformasjon Stay-Put Heel Protector



Størrelser for Stay-Put Heel Protector

Art.nr.	Størrelse
DER 160	Small Mindre enn 30,5 cm
DER 161	Medium 30,5 - 36,8 cm
DER 162	Large 36,8 - 39,4 cm
DER 163	X-Large Større enn 39,4 cm



Produktinformasjon Full Arm Tube / Arm tube



Størrelser for Full Arm Tube

Art. Nr.	Størrelse
DER 080	X-Small
DER 081	Small
DER 082	Medium
DER 083	Large
DER 084	X-Large

Forearm Tube

DER 070	X-Small
DER 071	Small
DER 072	Medium
DER 073	Large
DER 074	X-Large



Mål for Arm tubes:
Mål rundt det videste partiet av for armen. Velg den videste størrelsen dersom målet er mellom to størrelser.

X-Small	12,7 - 17,8 cm
Small	18,8 - 25,4 cm
Medium	25,4 - 30,5 cm
Large	30,5 - 38,1 cm
X-Large	38,1 - 45,7 cm

Produktinformasjon Full Leg Tube / Leg Tube



Størrelser for Full Leg Tube

Art.nr.	Størrelse
DER 001	X-Small
DER 002	Small
DER 003	Medium
DER 004	Large
DER 005	X-Large

Shin Tube

ST 1350XS	X-Small
ST 1350S	Small
ST 1350M	Medium
ST 1350L	Large
ST 1350XL	X-Large



Mål for Leg tubes:
Mål rundt det videste partiet av leggen. Velg den videste størrelsen dersom målet er mellom to størrelser.

X-Small	17,8 - 22,9 cm
Small	22,9 - 30,5 cm
Medium	30,5 - 38,1 cm
Large	38,1 - 48,3 cm
X-Large	48,3 - 58,4 cm

PRODUKT

INFORMASJON