

# la newsletter du 111

AUTOMNE-HIVER 2017

## LES NEWS DU CABINET

LES ÉVÈNEMENTS 2017

+ POUR UNE PLANIFICATION DE VOS AGENDAS +



Caroline Bonnouvier  
Secrétaire



Charline Harveau  
Assistante dentaire

## BIENVENUE CAROLINE & CHARLINE

Nous sommes heureux d'accueillir Caroline pour la correspondance et l'accueil et Charline qui vient renforcer l'équipe des assistantes dentaires afin d'améliorer la qualité de soins et de service du cabinet.

Du renfort pour le 111 !

© Vincent Bidaux

## APRÈS-MIDI ET SOIRÉE DÉTENTE AU «FIVE» ORGANISÉS PAR LA SPIRE LE 14 SEPTEMBRE

### «TOURNOI DES 4 RAQUETTES»

Au programme : ping pong + badminton + squash + padel tennis

Remise des prix : par Charles Kloboukoff,

le président France du

25 participants, une ambiance toujours aussi conviviale, ce tournoi a remporté un beau succès !



Global D

Partenaire de vos chirurgies

## LA RUBRIQUE «ASTUCE» DE JOCE (EXPERT PROTHÉSISTE GLOBAL D)

Le plus délicat lors de la réalisation d'une prothèse supra-implantaire pour le technicien de laboratoire est de respecter le profil transgingival obtenu en bouche ; et ce d'autant plus sur des implants posés infra-cristal, à connexion conique interne comme l'In-Kone (l'espace biologique prenant toute son importance dans la pérennité des tissus mous).

Il est donc important de communiquer, au prothésiste, toutes les informations sur la fiche de travail : hauteur et diamètre de la vis de cicatrisation.

Pour les vis de diamètres 5 et 6,5 ainsi que pour les dents provisoires, transmettre le profil physiquement est, jusqu'à présent, la meilleure solution. Pour cela, voici une technique facile à mettre en place :



- Ôter la vis de cicatrisation et positionner immédiatement le transfert direct sans vis.

- Sécher fortement et injecter 1 mm de composite fluide style Flow dans le fond du sulcus, photo-polymériser pendant 10 secondes et remplir de flow.

Procéder ainsi pour chaque vis de cicatrisation dont le diamètre est égal ou supérieur à 5 : le technicien pourra alors travailler en respectant au mieux le profil demandé sans créer de compression.

Attention la gencive a tendance à s'affaisser très rapidement c'est pourquoi il faut réaliser ce geste tout de suite après avoir ôté la vis de cicatrisation (pour les reconstitutions sur plusieurs implants effectuer ce geste un implant après l'autre!).

## CONFÉRENCE ET SOIRÉE DE FIN D'ANNÉE

### « Réhabilitation complète d'un maxillaire et mise en charge immédiate sous sédation consciente »

Date : Mercredi 13 décembre 2017 de 19H à 23H

Lieu : Restaurant Chez André - 5, rue Saint Jean du Pérot - 17000 La Rochelle

**Thème :** Les concepts et modalités de traitement ont subi de notables évolutions, la dernière en date pouvant être considérée comme une révolution. Il s'agit de la redécouverte des protocoles de mise en charge immédiate (MCI). L'engouement pour cette nouvelle technique ne se dément pas, l'intérêt clinique suscité est en augmentation constante.



## CYCLE DE PROTHÈSE IMPLANTAIRE

### Pour les praticiens

L'In-Kone® de Global D

Une seule connectique - Un seul transfert

Le cabinet 111 vous invite à participer à une formation de prothèse sur implants In-Kone® Universal.

Dernière session au cabinet 111 :

> LUNDI 22 MAI 2017  
DE 13H30 À 17H

> JEUDI 6 JUILLET 2017  
DE 9H À 12H30

> MARDI 17 OCTOBRE 2017  
DE 13H30 À 17H **COMPLET**

*(Nouvelles sessions en 2018, renseignez-vous au cabinet 111 pour les dates.)*

Chaque journée du cycle proposera :

- + Accueil des participants
- + Présentation du système In-Kone® (trucs et astuces)
- + Manipulations prothétiques
- + Fin de la formation  
*(Participants limités à 4 praticiens par journée)*

## FORMATIONS

### Pour les assistantes

- Présentation du système prothétique Global D®
- Travaux pratiques sur modèles
- Démonstration du travail prothétique et chirurgical sur patient.  
*(Nombre limité à 6 assistantes par session)*

Dernière session au cabinet 111 :

> MARDI 30 MAI 2017  
DE 13H30 À 17H

> JEUDI 5 OCTOBRE 2017 **COMPLET**  
DE 13H30 À 17H

*(Nouvelles sessions en 2018, renseignez-vous au cabinet 111 pour les dates.)*

## LE CAS DU MOIS PAR LE DR YANN LE PAUTREMAT

### « La Greffe muco-gingivale »

Le succès d'une greffe muco-gingivale est définie par plusieurs critères dont :

- Epaisseur des tissus mous
- Classification de Miller comprenant entre autres :
  - > Récession atteignant ou non la ligne muco-gingivale
  - > Atteinte osseuse inter-proximale



### LA PATIENTE : JEUNE FEMME DE 34 ANS

Bon état de santé général - non fumeuse

Motif de consultation : Gêne esthétique, sensibilité au froid

Etiologie :

- traitement orthodontique
- Brossage traumatisant

Nous sommes en présence d'une classe II de Miller

Pas d'atteinte osseuse inter proximale

Les récessions n'atteignent pas la limite de la ligne muco-gingivale

### → LA CHIRURGIE

Décollement par technique de tunnélisation en épaisseur partielle, sans décharge, en commençant en mésial de 12 jusqu'en mésial de 16. L'objectif étant de libérer le lambeau de toutes tensions. Prélèvement palatin et mise en place du greffon dans la zone de tunnélisation.

#### A trois mois Post-op

On constate un recouvrement total des récessions associé à un fort épaissement gingival. On sait que celui-ci permettra d'assurer une pérennité de la greffe.



Pré-opératoire



10 jours Post-op



3 mois Post-op